

WHITE MARTINS

PRAXAIR INC

Grab'n Go^{Vantage™}

Sistema Portátil de Oxigênio Medicinal

Agarre essa ideia!

Seu paciente está agendado para uma tomografia computadorizada. Você tem que buscar o regulador, o fluxômetro, as ferramentas e instalar tudo no cilindro de oxigênio para poder transportar o paciente. O exame atrasa, acarretando perda de produtividade, dinheiro e qualidade na prestação de cuidados médicos.

Não deixe isso acontecer no seu hospital. Você pode evitar atrasos relacionados ao transporte de pacientes com o Grab'n Go Vantage™, um sistema portátil de oxigênio medicinal. A tecnologia patenteada desse sistema torna o oxigênio medicinal disponível imediatamente, já que o regulador de pressão e o fluxômetro estão integrados ao cilindro. E mais: só o Grab'n Go Vantage™ possui uma alça ergonomicamente desenhada que facilita o seu transporte. É pegar e usar.



Tudo em um único equipamento. O sistema Grab'n Go Vantage™ atende todas as suas necessidades de oxigênio medicinal portátil.

O tudo em um da White Martins

A White Martins oferece o sistema portátil de oxigênio Grab'n Go Vantage™ como uma unidade integrada. Não há peças a serem montadas ou estoque de equipamentos avulsos a ser mantido. Ferramentas também não são necessárias. Cada sistema Grab'n Go Vantage™ inclui:

- **Cilindro de alumínio Padrão "E":** O seu *design* especial resulta em um sistema muito mais leve do que o sistema convencional.
- **Alça prática de transporte:** Uma alça ergonomicamente desenhada torna o sistema fácil de ser transportado e utilizado.
- **Regulador robusto:** Todo construído em latão, o regulador de pressão embutido e os demais componentes formam um conjunto extremamente resistente.
- **Manômetro integrado:** A pressão do cilindro é indicada através de um manômetro de fácil leitura, que permite verificar, a qualquer momento, a quantidade de oxigênio disponível.
- **Controle de ajuste do fluxo:** O botão de ajuste de vazão permite que você controle o fluxo de oxigênio de acordo com a necessidade terapêutica.

Produto com *design* premiado



Por que escolher o *Grab'n Go Vantage™*?

- **Várias vazões disponíveis para administração de oxigênio:**

O *Grab'n Go Vantage™* pode administrar de 0,5 a 25 lpm (litros por minuto) de oxigênio.

- **Suporte para ventilação mecânica:** O *Grab'n Go Vantage™*

facilita a movimentação de pacientes com suporte ventilatório. Uma saída auxiliar disponibiliza o oxigênio a 3,5 kgf/cm² de pressão, com vazão de até 100 lpm.

- **Alça prática de transporte:** O *Grab'n Go Vantage™*

possui uma alça ergonomicamente desenhada para facilitar o seu transporte e utilização. O seu *design* diferenciado permite que o produto seja pendurado na maca quando ela não estiver em movimento.

- **Regulador revestido em plástico resistente:**

Esse revestimento em plástico resistente protege o regulador em caso de eventual queda e atende aos requisitos *DOT Drop Test EN-738-3*.

Quais os benefícios obtidos ao utilizar o *Grab'n Go Vantage™*?

- **Redução de custos com equipamentos:**

O *Grab'n Go Vantage™* não requer regulador nem fluxômetro avulsos, o que elimina a manutenção dessas peças em estoque e, conseqüentemente, a necessidade de reposição das mesmas em caso de quebra ou danos.

- **Aumento de produtividade:** O *Grab'n Go Vantage™* está

sempre pronto para uso. Você não perde tempo com montagens, já que todas as peças estão integradas ao cilindro, evitando atrasos no transporte interno de pacientes.

- **Treinamento simplificado:** A operação com apenas um

botão faz do sistema *Grab'n Go Vantage™* o mais simples equipamento de oxigênio medicinal no setor médico-hospitalar. Para reduzir ainda mais o período de treinamento, a

White Martins oferece um vídeo gratuito sobre como utilizar o *Grab'n Go Vantage™*.

- **Agilidade no atendimento de situações emergenciais:**

Havendo uma emergência em áreas críticas do hospital, um estoque de *Grab'n Go Vantage™* contribuirá para a remoção rápida de pacientes.

Análise gratuita de custo-benefício

Seu representante White Martins poderá fazer uma apresentação computadorizada com uma análise completa das vantagens do sistema *Grab'n Go Vantage™* em relação ao sistema convencional. Frequentemente, apenas a economia de custos relativa à compra e manutenção de reguladores compensa todo o custo do programa *Grab'n Go Vantage™*. Além disso, com a redução no tempo de transporte de pacientes, é possível aumentar a produtividade e receita da área de diagnósticos.

Milhares de sistemas *Grab'n Go Vantage™* já são usados em hospitais nos Estados Unidos e no Canadá. Entre em contato conosco e saiba como implantar o sistema *Grab'n Go Vantage™* no seu hospital.



Projetado especialmente para facilitar e agilizar o seu trabalho.

Design Premiado



O sistema portátil de oxigênio medicinal *Grab'n Go®*, desenvolvido pela Praxair, empresa controladora da White Martins, recebeu o Prêmio de Excelência Médica em *Design* (MDEA) pelos avanços revolucionários realizados em seu *design*. Em relação à combinação do cilindro de oxigênio com reguladores de pressão e fluxômetros integrados, os jurados do MDEA comentaram: "Este é um produto muito bem pensado que pode beneficiar o paciente... Além de reduzir custos, o produto ajuda a garantir a segurança, reduzindo o potencial de acidentes com os pacientes".

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
0800 709 9000

WHITE MARTINS
SOLUÇÕES EM SAÚDE